

超音波画像診断装置

ACUSON Juniper

**Everything you need,
nothing you don't**

**For
ICU**











集中治療の現場で求められること

ACUSON Juniperは、必要な時に、必要な情報を、簡便に迅速に、そして高い精度で提供します。

1台で何役もこなす、マルチパーパス超音波画像診断装置

緊急性の高い患者を24時間体制で管理しなくてはならないICUでは、その場で得られる情報をもとに、正確で迅速な判断が求められます。コンパクトにしてパワフルなACUSON Juniperは、プローブを手に取り、プリセットをワンタッチで選択するだけでICUに必要な情報を精度高く得ることが可能です。

ICUで使える4本のプローブ

	プリセット(検査領域)	Clinical Image
<p>●セクター 心臓/肺/脳血流</p>  <p>5P1</p>	<p>Cardiac* Lung TCCFI</p>	 <p>心エコー 心エコー</p> <p><small>* 主要な心機能計測は自動的に計測可能</small></p>
<p>●リニア 肺/血管/神経</p>  <p>12L3</p>	<p>Lung CV DVT Nerve</p>	 <p>肺エコー CV穿刺</p>
<p>●コンベックス FAST/腹水・胸水/腎血流/肺</p>  <p>5C1</p>	<p>FAST Abd (Liver, Renal) Lung</p>	 <p>FAST 腎血流</p>
<p>●ホッケースティック 血管</p>  <p>18H5</p>	<p>CV A-line PICC</p>	 <p>CV穿刺 Aライン穿刺</p>

製造販売業者
シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644
東京都品川区大崎 1-11-1
ゲートシティ大崎 ウェスタワー

本カタログに関するお問い合わせは、下記電話番号まで
お願いいたします。TEL 0120-041-387
仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
なお、本カタログにはオプションが含まれています。
詳しくは担当営業におたずねください。

S-718 (201901GRN1K)

本体
汎用超音波画像診断装置 アキュソン Juniper
医療機器認証番号: 229AABZX00096000
クラス分類: 管理医療機器 (クラスII)
特定保守管理医療機器: 該当
設置管理医療機器: 非該当